

Kompression för sportälskare



JOBST® Sport
Medicinska kompressionsstrumpor





Speciell mikrofiberteknik
för avdunstning hjälper till
att transportera bort fukt
för svala och torra fötter



Moisture
Management

Effektiv lukteliminering
med aktiverade
specialkolfiber



Odor Control

Söm med låg profil
garanterar bärkomforten
under lång tid



Extra Flat
Toe Seam


Anatomiskt vadderad häl
och sula stöder senorna
för utmärkt komfort när
du idrottar



Support Zone

De atletiska kompressionsstrumporna för snabb fukttransport

Upplev **JOBST® Advanced Comfort Technology med JOBST® Sport**. Designen hos JOBST® Sport kompressionsstrumpor är baserad på medicinsk expertis och strumporna har därför en graderad kompression för att öka blodflödet och minska svullnad. Strumporna är mjuka och lätta med en stickning som andas, vilket gör att de ger långvarig bärkomfort för alla aktiviteter.



Avancerad fukthantering

JOBST® fukthanteringssystem kombinerar avancerad komfortteknik med aktiverad kolfiber. Den speciella garnblandningen och ytbehandlingarna transporterar aktivt bort fukt från kroppen och genom plagget, där den snabbt avdunstar för hög komfort och en torr känsla när du tränar.

Så fungerar **JOBST® Sport** kompressionsstrumpor under träning

Genom att komprimera extremiteten minskar kompressionsstrumporna diametern på utvidgade vener, vilket för venklaffarnas sidor närmare varandra.

I kombination med vadmuskeln pumpverkan ökar detta det venösa blodflödet till hjärtat. JOBST® Sportstrumpor har också en graderad kompression, där den smalaste delen på strumpan sitter vid ankeln och stramar åt mindre mot knät, vilket hjälper vadmuskeln att pumpa blodet mer effektivt.




Vårt sortiment av JOBST® Sport


Färger




Rosa/grå



Svart/svart



Vit/grå



Svart/grå

Modell



Knähöga

Kompressionsklass

KLASS 1: 15 - 20 mmHg

För trötta, tunga ben med en tendens att svälla och för patienter med mindre åderbråck.

KLASS 2: 20 - 30 mmHg

För åderbråck och ödem. Kan användas för tilläggshantering av ytlig tromboflebit, efter kärlkirurgi och efter skleroserande terapi.



Måttabell

Omkrets i cm:

	S	M	L	XL
cC	28 - 38 cm	30 - 42 cm	32 - 46 cm	34 - 50 cm
cB	18 - 21 cm	21 - 25 cm	25 - 29 cm	29 - 33 cm

